

Indicatore Multiparametro di Classe 4 per la sterilizzazione a EtO

- Conforme alla norma EN ISO 11140-1 Classe 4 e approvato da FDA
- Cambio di colore rapido ed evidente
- Atossico / Senza piombo
- Facilità di utilizzo e registrazione dei dati
- Validità: 3 anni



Indicatore Multiparametro di Classe 4 per la sterilizzazione a EtO

L'Integratore Multiparametro ParaSure di Classe 4 per la sterilizzazione a EtO fornisce una chiara ed evidente conferma del rispetto delle condizioni necessarie per la sterilizzazione a EtO all'interno dell'autoclave. Se tali parametri sono rispettati l'indicatore vira dal giallo al marrone.

PS1820

Indicatore Multiparametro di Classe 4 per la sterilizzazione a EtO

Confezione da 250 pz

Come ordinare



CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome:	Indicatore Multiparametro di Classe 4 per EtO
Classificazione:	EN-ISO 11140-1 Classe 4 e approvato da FDA
Temperatura di esercizio:	54°C
Tempo:	45 min nel resistometro per EtO e 60+min nella sterilizzatrice della centrale
Condizioni di stoccaggio:	10°C - 30°C
RH:	10% - 60% secondo le istruzioni in buste a chiusura ermetica a prova di umidità
Lotto:	sì, sull'indicatore e sulla confezione
Data di produzione:	sì, sulla confezione
Data di scadenza:	sì, sulla confezione
Validità:	3 anni
Simboli:	secondo la norma EN-ISO 11140-1 (Classe 4)
Indicatore:	Classe 4
Monouso:	sì

Altre informazioni:

Striscia test	carta laminata
Grammatura supporto	216g/m ² (80 lb)
Dimensioni	1,60cm x 9,70cm
Atossico/Senza piombo	sì

Informazioni registrabili:

Data:	sì
Operatore	sì
Passato/fallito	sì
Viraggio	da GIALLO a MARRONE

Indicatore
Multiparametro di
Classe 4 per la
sterilizzazione a EtO

EO INTEGRATOR EO Gas Sterilization Integrator ISO 11140-1, Class 4 **PARASURE**

PCN: PS1820 **LOT** 000000

Operator:

Date:



PRIMA
Indicatore prima del processo



DOPO
Indicatore dopo il processo completo

Distribuito in Italia da:



Via dei Lapidari, 3 – 40129 Bologna T) 051 327911 – 326888 F) 051 327905 - 326325

Address: Squirrels | Kithurst Park | Storrington | West Sussex | RH20 4JH | England
Tel: +44 (0) 1903 741390

Warehouse Address: Units B10/B11
Oakendene Estate | Bolney Road | Cowfold
West Sussex | RH13 8AZ | England